



# Infoblatt Qualitätssicherung Schweizer Honig

Narimpex möchte seinen Schweizer Honig Lieferanten aufzeigen, wie der Ablauf zur Qualitätssicherung des Schweizer Honigs funktioniert.

## **Wareneingang:**

Für jede Lieferung wird eine Chargen-Nummer vergeben. Die von den Imkern zur Verfügung gestellten Muster werden je nach Analyse einzeln untersucht oder zu Mischmustern zusammengefügt.

## **Analysen**

Folgende Analysen werden im eigenen Labor ausgeführt:

- Wassergehalt
- HMF (Hydroxymethylfurfural)
- Sensorik
- Leitfähigkeit

Durch externe akkreditierte Labors:

- Antibiotika und weitere Rückstände
- Verfälschung
- Pollenanalyse zur Definition der Honigsorte und Sicherstellung der Schweizer Herkunft

Bei Nichterfüllen der internen Kriterien und/oder gesetzlichen Vorgaben werden die Mischmuster so lange aufgeteilt und untersucht, bis die problematische Charge gefunden wird.

